

**DE ACHTUNG!**

Smartphone-Halter und Befestigungsgurt dienen dazu, das Smartphone kurzzeitig über dem Okularstutzen zu fixieren. Für eine dauerhafte Ablage des Smartphones ist diese Konstruktion NICHT geeignet! Gumminoppen und Befestigungsgurt können sich lösen und das Smartphone kann zu Boden fallen und beschädigt werden!

**GB ATTENTION!**

The Smartphone holder and the fixing strap are only to be used to fix the Smartphone over the eyepiece holder for short time. This construction is not suited to hold the Smartphone for long period! Rubber knobs and fixing strap could become detached and the Smartphone could fall down and be damaged!

**FR ATTENTION!**

Le support du Smartphone et la sangle de fixation doivent uniquement être utilisés pour fixer un Smartphone sur le porte-oculaire pour une courte durée. Cette construction n'est pas conçue pour fixer un Smartphone pour une longue période ! Les boutons en caoutchouc et la sangle de fixation pourraient se détacher et le Smartphone tomber et être endommagé!

**NL LET OP!**

De Smartphonehouder en de riem mogen alleen voor een korte tijd gebruikt worden om de Smartphone op het oculair te bevestigen. Deze constructie is niet geschikt om de Smartphone gedurende langere tijd vast te zetten! De rubberen doppen en de riem kunnen bij langdurig gebruik losraken waardoor de Smartphone kan vallen en beschadigen.

**ES ¡ATENCIÓN!**

El soporte para Smartphone y la correa de fijación son sólo para fijar el Smartphone sobre el porta ocular por un periodo corto de tiempo. Esta configuración no es adecuada para mantener el Smartphone por un largo período! Las ventosas de goma y la correa de fijación podrían desprenderse y el Smartphone podrían caerse y dañarse!

**IT ATTENZIONE!**

L'adattatore per Smartphone e cinghia di fissaggio sono costruiti per fissare lo Smartphone sull'oculare per un breve periodo. Questa costruzione non è adatta a trattenere lo Smartphone per lungo tempo! Manopole di gomma e cinghia di fissaggio potrebbero staccarsi e Smartphone potrebbe cadere e danneggiarsi!

**RU ВАЖНО!**

Держатель и ремешок фиксации смартфона можно использовать для закрепления смартфона на держателе окуляра только на короткий период времени! Эта конструкция не предназначена для длительного удержания смартфона. Кнопки и ремешок могут расстегнуться или ослабнуть, в результате смартфон может выпасть из крепления и повредиться!